

LABORATOIRES URGO

Fiche Technique N° : FT033

Edition N°: 8

Date rédaction : 09.07.10

FICHE TECHNIQUE

PANSEMENT STERILE NON-TISSE BLANC EXTENSIBLE – *STRETCH WHITE NON WOVEN STERILE DRESSING*

URGOSTERILE

DESTINATAIRES :

- ↳ SERVICE QUALITE
- ↳ SERVICE A.R.E. URGO MEDICAL
- ↳ RESEAU PRESCRIPTION
- ↳ CHEF DE PRODUIT
- ↳ EXPORT

	NOM	SERVICE	SIGNATURE	DATE
REDACTEUR	J. RABALLAND	AFFAIRES REGLEMENTAIRES URGO MEDICAL		
APPROBATEUR	J. MENEBOEUF	CHEF DE PRODUIT		
APPROBATEUR	S. MARCHESSEAU	MARKETING GLOBAL URGO MEDICAL		

Laboratoires URGO
FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS

PANSEMENT STERILE
SUPPORT NON-TISSE BLANC EXTENSIBLE :
URGO STERILE

DESCRIPTION :

- Support en non tissé extensible à base de fibres de polyester de couleur blanche.
- Masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée.
- Compresse centrale en non-tissé absorbante, recouverte d'un voile anti-adhérent en polyéthylène.
- Ailettes de protection en papier siliconé.
- Adhésif sur les 4 côtés
- Conditionnement individuel sous sachet pelable, prêt à l'emploi, stérile (oxyde d'éthylène) et à usage unique.

PROPRIETES :

- Extensible, il suit les mouvements des articulations ou les plis de la peau sans risque de rupture ou de décollement.
- Non-tissé : micro-aéré, il évite la macération.
- Haute tolérance cutanée : Respecte les peaux sensibles, ne colle pas à la plaie grâce au voile de polyéthylène recouvrant la compresse.
- Forte adhésivité et ablation aisée, il protège totalement la plaie.
- Pansement stérile limitant le risque septique.
- Transparent aux rayons X.

INDICATIONS :

- Réalisation de pansements en chirurgie ambulatoire, coelochirurgie, en chirurgie post-opératoire.
- Protection rapide, efficace et aseptique de points de ponctions : d'alimentation parentérale, de biopsie, de dialyse.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Eviter les tensions à la pose.
- Appliquer sur une peau nettoyée et séchée (l'usage de produits gras type pommades ou crèmes nuit à l'adhésivité).
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique et sécher la peau avant l'application d'Urgostérile.
- Surveiller et renouveler le pansement régulièrement.
- En cas de suspicion d'infection, contacter un médecin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas exposer de manière prolongée à la lumière.
- Ne pas re-stériliser.

☐ PRESENTATIONS : (codes France Hôpital)

PANSEMENTS SOUS EMBALLAGE INDIVIDUEL STERILE, CONDITIONNES EN BOITE

CODE	DIMENSIONS du pansement	Condit ^{mt}	QTE MINI LIVRABLE	GROUPAGE
2413	5,3 cm x 7 cm	Bte de 50	1 boîte	30 boîtes
2414	10 cm x 7 cm	Bte de 50	1 boîte	18 boîtes
2415	10 cm x 9 cm	Bte de 50	1 boîte	16 boîtes
2417	15 cm x 9 cm	Bte de 20	1 boîte	16 boîtes
2424	20 cm x 9 cm	Bte de 20	1 boîte	16 boîtes
2429	25 cm x 9 cm	Bte de 20	1 boîte	16 boîtes
2430	30 cm x 9 cm	Bte de 20	1 boîte	12 boîtes
2431	35 cm x 9 cm	Bte de 20	1 boîte	12 boîtes

☐ DONNEES TECHNIQUES :

		SPECIFICATIONS
SUPPORT NU	Composition	Non tissé blanc Polyester
MASSE ADHESIVE	Nature chimique	Masse acrylique émulsion de haute tolérance cutanée.
SUPPORT ENDUIT	Grammage d'imprégnation Grammage total Pouvoir adhésif Perméabilité à la vapeur d'eau	35 à 45 g/ m ² 77 à 97 g/m ² 1.8 à 3.5 N/cm Mini 1000 g/m ² /24 heures
COMPRESSE	Nature chimique Imprégnation Capacité d'absorption moyenne*	Viscose recouverte d'un film polyéthylène anti-adhérent. Aucune ≥ 580 %
AILETTES DE PROTECTION	Nature chimique	Papier siliconé une face
DIMENSIONS	Longueur Largeur	Mini 98 % de la valeur nominale Si valeur nominale ≤ 50 mm : ± 1,5 mm Si valeur nominale > 50 mm : ± 2,5 mm
STERILITE	Vérification de la stérilisation	Conformité des paramètres de stérilisation et indicateurs biologiques
PEREMPTION	5 ans	

*à titre indicatif

☐ STATUT REGLEMENTAIRE :

- Dispositif médical marqué CE
- Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

URGOSTERILE est distribué par les :
Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE

Laboratoires URGO
SPECIFICATIONS SHEET

**STRETCH WHITE NON WOVEN STERILE DRESSING:
URGOSTERILE**

□ DESCRIPTION:

- Extensible non-woven backing made up with white polyester fibres.
- Acrylic adhesive mass with high-skin tolerance.
- High absorption capacity non-woven central pad, covered by a polyethylene non-adherent net.
- Siliconed-paper protective wings.
- Adhesive on all 4 sides.
- Urgosterile is presented in a sterile (EO sterilised) peelable, individual and single-use sachet

□ PROPERTIES:

- Stretched: follows the movements of joints or skin wrinkles without rising rupture or lift-off.
- Non-woven: micro-aerated, it avoids maceration.
- High skin tolerance: respects sensitive skins,
- Does not adhere to the wound thanks to its polyethylene net covering the pad.
- Strong adhesiveness with easy removal, it protects the wound.
- Sterile dressing, it reduces risks of contamination.
- X-ray transparent.

□ INDICATIONS:

- Dressings for ambulatory surgery, coeliosurgery, post-surgery.
- Fast efficient and aseptic protection of puncture points: parenteral feeding, biopsy, dialysis.

□ INSTRUCTIONS FOR USE:

- Avoid tensions while applying.
- Apply on a clean dry skin (Using oily products such as creams can reduce adhesiveness).
- If an antiseptic is firstly used, rinse the wound carefully with a saline solution and dry the skin before applying URGOSTERILE.
- Check and change regularly the dressing.
- If you suspect an infection, consult a doctor.

□ PRECAUTIONS FOR USE:

- Do not expose to light for prolonged periods.
- Do not re-sterilise.

□ TECHNICAL DATA:

		SPECIFICATIONS
BACKING	Composition	Non-woven white polyester
ADHESIVE MASS	Chemical nature	Acrylic Emulsion mass with High skin tolerance
COATED BACKING	impregnated weight	35 to 45 g/m ²
	Total weight	77 à 97 g/m ²
	Adhesiveness	1.8 to 3.5 N/cm
	Water vapour permeability	Mini 1000 g/m ² /24h
PAD	Chemical nature	Viscose, covered by a non-adherent polyethylene veil.
	Impregnation	None.
	Average Absorbency*	≥ 580 %
PROTECTIVE PAPER	Chemical nature	One-side silicone paper
SIZES	Length	Mini 98 % of nominal value.
	Width	if nominal value ≤ 50 mm : ± 1,5 mm if nominal value > 50 mm : ± 2,5 mm
STERILITY	Sterilisation verification	Conformity of the sterilisation parameters and biological indicators
SHELF LIFE		5 years

* for information

□ REGULATORY STATUS :

CE marked Medical Device

*URGOSTERILE is distributed by:
Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - France*