

MediSet ® Set de badigeon N° 1

Set de soins



Référence : 470060

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique. Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

Indications / Classification

Set de soins préconisé pour l'antisepsie cutanée pré-interventionnelle.

MediSet ® Set de badigeon N° 1 est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :

Au-dessus des 3 alvéoles : 1 pince Kocher

* 1ère alvéole : 6 tampons en nontissé

* 2ème alvéole : vide

* 3ème alvéole : vide

Spécifications des composants :

- Tampon : nontissé (polyester / viscosse) - 30 g/m² - taille oeuf

- Pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE

- papier 60 g/m²

- 3 alvéoles

Indication claire de la composition, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, le logo HARTMANN et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
470060	48	28	210 x 140 mm	585 x 395 x 254 mm	1200 x 800 x 1928 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans.