

## Medicomp® S 30

### Compresses nontissé non stériles



Référence	Taille ou dimensions produit
411831	5 x 5 cm
411833	7,5 x 7,5 cm
411834	7,5 x 10 cm
411835	10 x 10 cm

#### Produit

Compresses en nontissé, 30 g/m<sup>2</sup>, 4 plis, non stériles.

Les compresses sont constituées d'un mélange de fibres de viscose et de polyester, exemptes de liants et d'azurants optiques, souples et perméables à l'air, disponibles en quatre épaisseurs.

Elles peuvent être dépliées pour obtenir des tailles plus grandes.

#### Indications / Classification

Les compresses en nontissé non stériles peuvent être utilisées par des non professionnels et des professionnels de santé :

- comme pansement primaire sur la peau lésée,
- pour le nettoyage initial de la plaie et nettoyage de la peau saine ou lésée,
- pour l'application de produits sur les organes externes, par exemple les désinfectants et les pommades,
- comme pansement secondaire pour les plaies aiguës et les plaies chroniques,
- pour la protection mécanique (rembourrage) des plaies,
- pour l'absorption des fluides corporels,
- comme barrière mécanique.

Attention : ne pas utiliser pour les interventions chirurgicales.

Medicomp® S 30 est un dispositif médical de classe I.

#### Spécifications

##### Composition :

Composition : 67 % viscose environ - 33 % polyester environ

##### Caractéristiques :

Grammage : 30 g/m<sup>2</sup> environ

Capacité d'absorption : 11 g/g environ

Azurants optiques : absence

Liants chimiques : absence

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
411831	5 x 5 cm	Dimensions pliées : 5 x 5 cm environ Dimensions dépliées : 10 x 10 cm environ
411833	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411834	7,5 x 10 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 20 cm environ
411835	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Regroupées en sachet, puis conditionnées en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
<b>411831</b>	5 x 5 cm	100	50	84
<b>411833</b>	7,5 x 7,5 cm	100	50	36
<b>411834</b>	7,5 x 10 cm	100	50	24
<b>411835</b>	10 x 10 cm	100	50	21

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>411831</b>	5 x 5 cm	285 x 255 x 290 mm	1200 x 800 x 1890 mm
<b>411833</b>	7,5 x 7,5 cm	392 x 392 x 272 mm	1200 x 800 x 1782 mm
<b>411834</b>	7,5 x 10 cm	522 x 392 x 272 mm	1200 x 800 x 1782 mm
<b>411835</b>	10 x 10 cm	522 x 234 x 512 mm	1200 x 800 x 1686 mm

## Péremption

Durée de vie : 5 ans.