

Pagasling®

Tampon de gaze



Référence	Taille ou dimensions produit
481290	Taille N°1 – Noisette
481293	Taille N°2 – Noix
481294	Taille N°3 – Prune
481299	Taille N°4 – Œuf
400131	Taille N°5 – Extra

Produit

Tampon de gaze hydrophile de coton non stérile fabriqué d'une seule pièce de gaze (sans élastique).

La gaze est conforme à la norme EN 14079.

Indications / Classification

Les tampons Pagasling® conviennent pour :

- une utilisation non invasive pour nettoyer la peau saine (par exemple avec un désinfectant)
- une utilisation non invasive sur la peau saine ou lésée pour absorber des fluides (par exemple, du sang, des exsudats, etc.) ou invasive dans les cavités naturelles du corps (cavité buccale jusqu'au pharynx, dans un conduit auditif jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale)
- une utilisation non invasive et invasive pour appliquer des produits (pommade, par exemple) dans les cavités naturelles du corps (cavité buccale jusqu'au pharynx, canal auditif jusqu'au tympan ou cavité nasale).

Pagasling® est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

- Gaze hydrophile de coton 20 fils
- Couleur : blanc

Caractéristiques :

- Temps d'immersion : < 10 secondes
- Nombre fils de chaîne : 120 / 100 mm (+/- 6)
- Nombre fils de trame : 80 / 100 mm (+/- 5)
- Masse : > ou = 27 g/m²
- Charge minimale de rupture en chaîne : > ou = 60 N / 50 mm
- Charge minimale de rupture en trame : > ou = 35 N / 50 mm
- Azurants optiques : absence

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Regroupés en boîte pour les tailles N° 1 et N° 2 et en sachet pour les autres tailles, puis en carton.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb unités / boîte	Nb sachets / carton	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
481290	Taille N°1 - Noisette	/	1000	/	6	108
481293	Taille N°2 - Noix	/	1000	/	6	35
481294	Taille N°3 - Prune	500	/	2	/	84
481299	Taille N°4 - Œuf	250	/	4	/	42
400131	Taille N°5 - Extra	250	/	4	/	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions palette
481290	Taille N°1 - Noisette	398 x 173 x 196 mm	1200 x 800 x 1914 mm
481293	Taille N°2 - Noix	563 x 233 x 356 mm	1200 x 800 x 1930 mm
481294	Taille N°3 - Prune	298 x 243 x 257 mm	1200 x 800 x 1949 mm
481299	Taille N°4 - Œuf	413 x 253 x 300 mm	1200 x 800 x 1950 mm
400131	Taille N°5 - Extra	468 x 358 x 297 mm	1200 x 800 x 1932 mm

Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser pour les interventions chirurgicales.