

Peha-soft® Nitrile stérile

Gants d'examen



Référence	Taille ou dimensions
942211	S
942212	M
942213	L

Produit

Gant d'examen en nitrile, non poudré, stérile, ambidextre, avec doigts texturés pour une bonne sensibilité et une prise optimisée. Manchettes à bord roulé.

Il possède un revêtement interne traité par chlorination.

Gants conformes aux Normes Européennes EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 455-1 (AQL < ou = 1.0), EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 420, EN 421, EN 16523-1, ASTM F1671 / ISO 16604.

Indications / Classification

Destiné à la prévention des infections, de la transmission des germes et de la contamination croisée au cours de procédures/interventions médicales. Utilisé par les professionnels de la santé ainsi que les utilisateurs non professionnels, en milieu médical et à domicile.

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.

Convient également au contact alimentaire.

Exempt de risque d'allergie aux protéines de latex (allergie de type I).

Peha-soft® Nitrile stérile est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123) et un équipement de protection individuelle de catégorie III.

Spécifications



Composition :

Nitrile synthétique

Revêtement interne : chloriné

Accélérateurs : carbamates

Absence de thiurames et de mercaptobenzothiazoles (MBT)

Coloris : bleu

Caractéristiques :

Dimensions :

Longueur totale : 240 mm minimum

Largeur :

- taille S : 86 mm env.

- taille M : 98 mm env.

- taille L : 107 mm env.

Épaisseur (valeur moyenne) :

- au doigt (majeur) : 0,12 mm

- à la paume : 0,09 mm

- à la manchette : 0,07 mm

Niveau de grip : surface légèrement adhérente, non collante



Valeurs médianes de la force à la rupture :

9 N pendant la durée de conservation du produit et dans les 12 mois suivant la fabrication (exigence de la norme > ou = 6 N)

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Sous double emballage, pelable par paire (pochette papier / papier), puis en boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
942211	S	1 paire	50	4	60
942212	M	1 paire	50	4	60
942213	L	1 paire	50	4	60

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
942211	S	250 x 130 mm	236 x 135 x 165 mm	278 x 242 x 343 mm	1200 x 800 x 1865 mm
942212	M	250 x 130 mm	236 x 135 x 165 mm	278 x 242 x 343 mm	1200 x 800 x 1865 mm
942213	L	250 x 130 mm	236 x 135 x 165 mm	278 x 242 x 343 mm	1200 x 800 x 1865 mm

Stérilisation

Rayons gamma.

Durée de vie : 3 ans après la stérilisation.