

MoliCare® Premium Mobile

8 gouttes

Slip absorbant



Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
915871	S	4052199275529	4052199108629	4052199275536
915872	M	4052199275550	4052199108636	4052199275567
915873	L	4052199275581	4052199108643	4052199275598
915874	XL	4052199275611	4052199108674	4052199275628

Produit

Slip absorbant constitué d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales, d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Le triple coussin absorbant assure une diffusion rapide de l'urine vers la zone ultra-absorbante pour un effet garde au sec immédiat.

Le voile externe en nontissé au toucher textile est intraversable et respirant.

MoliCare Premium Mobile 8 gouttes se met et se retire comme un sous-vêtement classique. Usagé, il suffit de déchirer les coutures latérales.

Le triple coussin absorbant comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Indications / Classification

Pour l'incontinence urinaire des personnes valides.

MoliCare® Premium Mobile

8 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- Un triple coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
- Un nontissé hydrophile, placé au niveau de la zone absorbante.
- Un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrières anti-fuites.
- Un voile externe en nontissé au toucher textile, intraversable et respirant.
- 2 x 2 élastiques souples au niveau de l'entrejambe.
- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change.
- La taille du slip est indiquée par la lettre et le nombre de fils de couleur intégré dans la ceinture (S/1 = Small, M/2 = Medium,

L/3 = Large, XL/4 = Extra large).

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du change	Tour de hanches
915871	730 +/- 30 mm	550 +/- 10 mm	82 g env.	60 - 90 cm
915872	800 +/- 30 mm	660 +/- 10 mm	92 g env.	80 - 120 cm
915873	900 +/- 30 mm	810 +/- 10 mm	111 g env.	100 - 150 cm
915874	960 +/- 30 mm	900 +/- 10 mm	116 g env.	130 - 170 cm

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition : - 1ère miction	Relargage : - 1ère miction	Vitesse d'acquisition : - 2ème miction	Relargage : - 2ème miction
915871	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200ml : 160 max. 200 s	400 ml : 1,0 max. 2,5 g
915872	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200 ml : 160 max. 200 s	400 ml : 1,0 max. 2,5 g
915873	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200 ml : 160 max. 200 s	400 ml : 1,0 max. 2,5 g
915874	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200 ml : 160 max. 200 s	400 ml : 1,0 max. 2,5 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
915871	1791 ml +/- 7%
915872	2015 ml +/- 7%
915873	2279 ml +/- 7%
915874	2421 ml +/- 7%

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : Allemagne/France

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Premium Mobile 8 gouttes sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton.
Le numéro de lot figurant, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
915871	S	14	4	28
915872	M	14	3	42
915873	L	14	4	24
915874	XL	14	4	24

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
915871	S	240 x 190 x 250 mm	528 x 393 x 255 mm	1200 x 800 x 1935 mm
915872	M	240 x 190 x 250 mm	585 x 260 x 255 mm	1200 x 800 x 1935 mm
915873	L	280 x 190 x 285 mm	593 x 393 x 296 mm	1200 x 800 x 1926 mm
915874	XL	280 x 190 x 285 mm	593 x 393 x 296 mm	1200 x 800 x 1926 mm