



MoliCare® Premium Mobile 10 Gouttes Slip absorbant



Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
915878	M	4052199275642	4052199109039	4052199275659
915879	L	4052199275673	4052199109046	4052199275680
915880	XL	4052199275703	4052199109053	4052199275710

Produit

Slip absorbant constitué d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales, d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Le triple coussin absorbant assure une diffusion rapide de l'urine vers la zone ultra-absorbante pour un effet garde au sec immédiat.

Le voile externe en nontissé au toucher textile est intraversable et respirant.

MoliCare Premium Mobile 10 gouttes se met et se retire comme un sous-vêtement classique. Usagé, il suffit de déchirer les coutures latérales.

Le triple coussin absorbant comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Indications / Classification

Pour l'incontinence urinaire des personnes valides.

MoliCare® Premium Mobile
10 Gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- Un triple coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
- Un nontissé hydrophile, placé au niveau de la zone absorbante.
- Un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrières anti-fuites.
- Un voile externe en nontissé au toucher textile, intraversable et respirant.
- 2 x 2 élastiques souples au niveau de l'entrejambe.
- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change.
- La taille du slip est indiquée par la lettre et le nombre de fils de couleur intégré dans la ceinture (M/2 = Medium, L/3 = Large,

XL/4 = Extra large).

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du change	Tour de hanches
915878	800 +/- 30 mm	660 +/- 10 mm	105 g env.	80 - 120 cm
915879	900 +/- 30 mm	810 +/- 10 mm	117 g env.	100 - 150 cm
915880	960 +/- 30 mm	900 +/- 10 mm	122 g env.	130 - 170 cm



Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition : - 1ère miction	Relargage : - 1ère miction	Vitesse d'acquisition : - 2ème miction	Relargage : - 2ème miction
915878	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200 ml : 160 max. 200 s	400 ml : 5,0 max. 7,5 g
915879	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200 ml : 160 max. 200 s	400 ml : 5,0 max. 7,5 g
915880	200 ml : 100 max. 120 s	200 ml : 0,10 max. 0,3 g	200 ml : 160 max. 200 s	400 ml : 5,0 max. 7,5 g

Référence	Absorption ISO 11948-1*
915878	2626 ml +/- 7%
915879	2613 ml +/- 7%
915880	2757 ml +/- 7%

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France ou Allemagne

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Premium Mobile 5 gouttes sont conditionnés en sachet (polyéthylène), puis en carton. Le numéro de lot figurant, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
915878	M	14	3	42
915879	L	14	4	24
915880	XL	14	4	24

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
915878	M	240 x 190 x 250 mm	585 x 260 x 255 mm	1200 x 800 x 1935 mm
915879	L	280 x 190 x 290 mm	593 x 393 x 296 mm	1200 x 800 x 1926 mm
915880	XL	280 x 190 x 290 mm	593 x 393 x 296 mm	1200 x 800 x 1926 mm