

MoliCare Premium Elastic 10 gouttes

Change complet avec ailes élastiques



| Référence | Taille | Code EAN carton | Code EAN demi-palette | Code EAN palette |
|-----------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 165671 | SMALL | 4052199303475 | 4052199141244 | 4052199303482 |
| 165672 | MEDIUM | 4052199301556 | 4052199141251 | 4052199301563 |
| 165673 | LARGE | 4052199301686 | 4052199141268 | 4052199301693 |
| 165674 | XLARGE | 4052199301730 | 4052199141275 | 4052199301747 |

Produit

Change complet constitué d'un triple coussin absorbant, de 2 ailes latérales élastiquées, de 2 adhésifs extra-larges multi repositionnables, de barrières fécales anti-fuites hydrophobes, intégrales et d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Les 2 ailes latérales élastiquées s'ajustent naturellement à la morphologie du patient et l'accompagne dans tous ses mouvements.

La structure auto-agrippante des 2 attaches adhésives extra-larges permet de repositionner le change plusieurs fois tout en assurant une fixation parfaite.

Le voile externe en nontissé au toucher textile, doux et intraversable, assure confort et sécurité au patient.

Protection active de la peau

Le triple coussin absorbant comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique.

Indications / Classification

Pour l'incontinence sévère, urinaire et /ou fécale des personnes alitées ou grabataires ou particulièrement agitées.

MoliCare Premium Elastic 10 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvre la zone absorbante.
 - Un nontissé hydrophobe, dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrières fécales anti-fuites intégrales.
 - Un coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
 - Un voile externe intraversable en nontissé au toucher textile.
- La taille du change est indiquée par la lettre et le nombre de traits imprimés sur le voile externe (S/1 = Small, M/2 = Medium, L/3 = Large, XL/4 = Extra large).
- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change.
 - 2 x 3 élastiques souples assurant une parfaite étanchéité.

- 2 adhésifs extra-larges auto-agrippants multi-repositionnables.
- 2 ailes latérales élastiquées qui épousent la morphologie.



Caractéristiques :

| Référence | Longueur totale | Largeur totale | Poids total du change | Tour de hanches |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 165671 | 720 +/- 20 mm | 280 - 20/+40 mm | 114 g env. | 70 - 90 cm |
| 165672 | 810 +/- 20 mm | 440 - 20/+40 mm | 168 g env. | 85 - 120 cm |
| 165673 | 925 +/- 20 mm | 440 - 20/+40 mm | 194 g env. | 115 - 145 cm |
| 165674 | 980 +/- 20 mm | 480 - 20/+40 mm | 191 g env. | 140 - 175 cm |

Performances :

| Référence | Vitesse d'acquisition : - 1ère miction | Relargage : - 1ère miction | Vitesse d'acquisition : - 2ème miction | Relargage : - 2ème miction |
|-----------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 165671 | 200 ml : 100 max. 120 s | 200 ml : 0,3 max. | 200 ml : 160 max. 240 s | 400 ml : 3,5 max. |
| 165672 | 100 ml : 50 max. 70 s | 100 ml : 0,3 max. | 100 ml : 80 max. 100 s | 200 ml : 3,5 max. |
| 165673 | 100 ml : 50 max. 70 s | 100 ml : 0,3 max. | 100 ml : 80 max. 100 s | 200 ml : 3,5 max. |
| 165674 | 200 ml : 100 max. 120 s | 200 ml : 0,3 max. | 200 ml : 160 max. 240 s | 400 ml : 3,5 max. |

| Référence | Absorption ISO 11948-1* |
|-----------|-------------------------|
| 165671 | 2771 ml +/- 7 % |
| 165672 | 3696 ml +/- 7 % |
| 165673 | 4279 ml +/- 7 % |
| 165674 | 4380 ml +/- 7 % |

*Ces mesures sont effectuées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France et Allemagne

Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité. Le conditionnement est compact.

| Référence | Taille | Nb unités / sachet | Nb sachets / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 165671 | SMALL | 22 | 3 | 28 |
| 165672 | MEDIUM | 14 | 4 | 16 |
| 165673 | LARGE | 14 | 4 | 16 |
| 165674 | XLARGE | 14 | 4 | 20 |

| Référence | Taille | Dimensions sachet | Dimensions carton | Dimensions palette |
|-----------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 165671 | SMALL | 380 x 175 x 225 mm | 543 x 393 x 245 mm | 1200 x 800 x 1865 mm |
| 165672 | MEDIUM | 380 x 190 x 260 mm | 538 x 393 x 396 mm | 1200 x 800 x 1734 mm |
| 165673 | LARGE | 380 x 190 x 290 mm | 595 x 393 x 396 mm | 1200 x 800 x 1734 mm |
| 165674 | XLARGE | 315 x 190 x 290 mm | 595 x 393 x 331 mm | 1200 x 800 x 1805 mm |