

## Cosmopor® E

### Pansement absorbant adhésif

Référence	Taille ou dimensions
900870	7,2 x 5 cm
900871	10 x 6 cm
900872	15 x 6 cm
900873	10 x 8 cm
900874	15 x 8 cm
900875	20 x 8 cm
900876	20 x 10 cm
900877	25 x 10 cm
900878	35 x 10 cm



#### Produit

Cosmopor® E est un pansement stérile, à usage unique, auto-adhésif, composé d'un matériau de support revêtu d'un adhésif et d'une compresse, protégé par un papier siliconé.

#### Indications / Classification

Pour la protection des plaies post-chirurgicales / primaires et l'absorption des exsudats (plaies avec une production normale d'exsudats). Pour une utilisation par des professionnels de la santé et des non professionnels, en contact avec la peau saine et la peau lésée, pour une durée d'utilisation cumulée inférieure à 30 jours.

Cosmopor® E est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

#### Spécifications

##### Composition :

Les principaux composants de ce produit sont :

- Support : un nontissé blanc.
- Adhésif de qualité médicale : un adhésif transparent à base de caoutchouc synthétique / Hotmelt.
- Compresse composée de deux couches différentes : une couche de contact avec la plaie constituée d'un filet en polyéthylène pour empêcher la compresse de coller à la plaie et une couche absorbante en viscose pour l'absorption des exsudats de la plaie.
- Papier siliconé : papier de protection en contact avec la face adhésive du dispositif.

##### Caractéristiques :

Bords du pansement : arrondis.

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions du coussin absorbant
900870	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm environ
900871	10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm environ
900872	15 x 6 cm	11 x 2,5 cm environ
900873	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm environ
900874	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm environ
900875	20 x 8 cm	16 x 3,8 cm environ
900876	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm environ
900877	25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm environ
900878	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm environ

Absence de latex.

## Présentation / Conditionnement

Individuelle sous pochette papier-papier pelable.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900870	7,2 x 5 cm	1	50	20	54
900871	10 x 6 cm	1	25	27	45
900872	15 x 6 cm	1	25	18	55
900873	10 x 8 cm	1	25	22	60
900874	15 x 8 cm	1	25	14	63
900875	20 x 8 cm	1	25	12	64
900876	20 x 10 cm	1	25	12	54
900877	25 x 10 cm	1	25	8	66
900878	35 x 10 cm	1	25	8	48

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900870	7,2 x 5 cm	81 x 120 mm	128 x 91,5 x 86,5 mm	479,5 x 270 x 192 mm	1200 x 800 x 1873 mm
900871	10 x 6 cm	150 x 91 mm	158 x 101,5 x 51,5 mm	497 x 166,5 x 322,5 mm	1200 x 800 x 1758 mm
900872	15 x 6 cm	199 x 91 mm	208 x 101,5 x 51,5 mm	326,5 x 226 x 328 mm	1200 x 800 x 1785 mm
900873	10 x 8 cm	150 x 111 mm	158 x 121,5 x 51,5 mm	583,5 x 261 x 177 mm	1200 x 800 x 1915 mm
900874	15 x 8 cm	197 x 114 mm	208 x 121,5 x 51,5 mm	377,5 x 261 x 227 mm	1200 x 800 x 1734 mm
900875	20 x 8 cm	244 x 114 mm	258 x 121,5 x 51,5 mm	381,5 x 276 x 225 mm	1200 x 800 x 1945 mm
900876	20 x 10 cm	247 x 134 mm	258 x 141,5 x 51,5 mm	584 x 168,5 x 277 mm	1200 x 800 x 1807 mm
900877	25 x 10 cm	298 x 133 mm	313 x 141,5 x 51,5 mm	430 x 331 x 159,5 mm	1200 x 800 x 1900 mm
900878	35 x 10 cm	401 x 131 mm	413 x 141,5 x 51,5 mm	426 x 301 x 225 mm	1200 x 800 x 1945 mm

## Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.